

Rengøring og desinfektion af udstyr



Sæbe

Rengøring

Rengøring med vand og sæbe

Udstyr med kontakt til intakt hud



Sprit 70-85%

Medium-level desinfektion

Rengøring samt desinfektion med sprit

Udstyr eksponeret for blod og sekret

Udstyr med kontakt til isolationskrævende mikroorganismer følsomme for sprit



Klor minimum 1.000 ppm

High-level desinfektion

Rengøring samt desinfektion med klor

Udstyr med kontakt til slimhinder

Udstyr eksponeret for fæces

Udstyr med kontakt til isolationskrævende mikroorganismer følsomme for klor



Tristel produkter

High-level desinfektion

Rengøring samt desinfektion med Tristel klordioxid

Udstyr med kontakt slimhinder (udstyret som ikke kan tåle klor)



Instrumentvaskemaskine

High-level desinfektion

Varmedesinfektion

Kan altid anvendes, hvis udstyret kan tåle det