

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

Dato	Type af ændring	Overordnet emne	Kommentar	Hvor i den nye udgave	Tekst i tidl. udgave	Ændret til
11. marts 2026	Versionsnummerring er opdateret og rettelse er tilføjet i forord	Versionsnummerring		Alle sideres versionsnummerring er opdateret og tekst er tilføjet i Forord Side 4	Dette er den 7. reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.	Dette er den 7.1 reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper. NIR er sidst revideret i 2025 og rettet i 2026.
	Ændring i brug af alkohol til tørring af kanaler	Anbefaling for tørring af kanaler		Bilag 2 Side 55	- Fyld sterilfiltreret alkohol (70-85% v/v) i en steril sprøjte - Læg sprøjten på klædet - Alkohol sprøjtes gennem alle kanalerne på endoskopet	De tre punkter er fjernet